

# BECKER

Orthopädie-Fachbetrieb für die Herstellung der

## Die Mobile Badewanne „Caro“



Das mobile Ganzkörperreinigungssystem  
erspart Ihnen teure Umbaumaßnahmen

(1820 L x 750 B x 970 H [mm])



Schnellanschluss



Duscharmatur-Anschluss

## Die Mobile Badewanne „Caro“

Die Mobile Badewanne „Caro“ ist ein Hilfsmittel, das speziell für die Pflege von Personen mit Behinderung konzipiert wurde, sie ist ein mobiles Ganzkörperreinigungssystem.

Wir haben die Badewanne aufgrund eigener Pflegeerfahrungen entwickelt.

Sie ist leicht bedienbar und überall einsetzbar. Die Mobile Badewanne „Caro“ unterstützt beim täglichen Baden bzw. Ganzkörperpflege in Privathaushalten, Krankenhäuser, Gesundheitszentren, Pflege- und Seniorenheimen.

Die Mobile Badewanne „Caro“ ist ein Medizinprodukt Klasse 1 gemäß Richtlinie 93/42 EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte.

Die Mobile Badewanne ermöglicht für das Pflegepersonal rückenfreundliches Arbeiten und Flexibilität. Der Vorteil die Mobile Badewanne „Caro“ ist, dass Sie die Möglichkeit haben, von allen Seiten die badende Person zu pflegen.

Dank ihrer Mobilität haben Sie die Möglichkeit, selbst bei einer kleinstmöglichen Türbreite von 78 cm die Badewanne in allen Räumen bestmöglichst einzusetzen.

Durch Ihre individuelle Befüllung und Entwässerung sparen Sie sich teure Umbaumaßnahmen.



Schlauch mit Steckkupplung



Entwässerungsschlauch

## 1 BEDIENUNGSSCHRITT

Zuerst schließen Sie **die Mobile Badewanne „Caro“** an die Wasserzufuhr an. Da sich bei den meisten Waschtisch-, Dusch-, und Badewannenarmaturen verschiedene Gewinde befinden, werden zwei Schnellanschlussmöglichkeiten mitgeliefert.

Sie haben mit diesen beiden Schnellanschlüssen die Möglichkeit, den Brauseschlauch mit der Steckkupplung an Ihre Armaturen anzuschließen.

## 2 BEDIENUNGSSCHRITT

Nun befüllen Sie **die Mobile Badewanne „Caro“** mit Wasser. Um das Badewasser einzulassen, benutzen Sie die Handbrause in der Halterung an **der Mobilten Badewanne „Caro“**. Mittig in der Badewanne befindet sich unsere Lagerungs- bzw. Sitzhilfe aus Edelstahl, (optional) die man nach verschiedenen Rückenlängen einstellen und aus der Badewanne herausnehmen kann.

## 3 BEDIENUNGSSCHRITT

Nach dem Baden lassen Sie das Badewasser einfach mit Hilfe des grauen Entwässerungsschlauchs in Ihrer vorhandenen Toilette oder Dusche ab.

## Optionale Lagerungs- bzw. Sitzhilfe



# BECKER

Dirk Becker  
Schumannstraße 7  
48308 Senden

Fon: 02597 93 98 52  
Fax: 02597 93 98 56

[info@die-mobile-badewanne.de](mailto:info@die-mobile-badewanne.de)  
[www.die-mobile-badewanne.de](http://www.die-mobile-badewanne.de)

